



Root Sectioning Kit Samarani 2

Developed with Dr. Rawad Samarani

Das Root Sectioning Kit Samarani 2 ist der zu BRSS1 passende Bohrerständer mit 6 ausgewählten Hartmetallinstrumenten für das Trennen mehrgliedriger Wurzeln. Durch die Kombination beider Kits kann die Extraktion wie folgt durchgeführt werden:

- Sektion der Wurzel bei Mehrgliedrigkeit mit ausgewählten Fräsern aus BRSS2
- Auswahl des passenden Elevators aus BRSS1
- Anlegen des Elevators an die Wurzel bzw. das Wurzelfragment
- Gewebeschonende Mobilisierung unter sanftem Hämmern durch innovative Krafteinleitung

The Root Sectioning Kit Samarani 2 comprises 6 selected tungsten carbide instruments for sectioning multi-rooted teeth into fragments. By combining this kit with BRSS1, extraction of roots can be performed as follows:

- If the tooth is multi-rooted, sectioning of the tooth into separate root fragment by using burs from BRSS2
- Selection of an elevator from BRSS1 according to the anatomical position of the root
- Intraoral positioning of the elevator at the root
- Atraumatic mobilization of the root by gently hammering on the end of the elevator

NEW



Anwendungsvideo
Application Video

Art.-No. BRSS2



© Dr. Rawad Samarani

AUF EINEN BLICK

- Einfache und atraumatische Wurzelextraktion und Erhalt von Weichgewebe und Alveolarknochen
- Speziell geformte und abgewinkelte Elevatoren für die innovative Lasteinleitung ohne Abstützung auf umliegendes Gewebe
- Kleiner Hammer für maximierten Patientenkomfort
- Extraktion mit besten Voraussetzungen für die anschließende Sofortimplantation und ein zufriedenstellendes ästhetisches Ergebnis

AT A GLANCE

- Straightforward and atraumatic root extraction and thus preservation of soft tissue and alveolar bone
- Specifically shaped and angled elevators for innovative load transmission leaving the surrounding tissues untouched
- Small hammer for maximized patient comfort
- Preservation of extraction socket as a prerequisite for immediate implant placement and satisfactory esthetic results

Hartmetallinstrumente
Tungsten carbide burs



Fig.	HM166RX*	HM166RX*	HM141F*	HM151*	HM151*	HM1*
Shank ¹	205	206	206	316	317	316
Size ²	021	021	010	016	016	008
Length mm	11.0	11.0	0.88	10.8	10.8	0.71
* mm	2.1	2.1	1.0	1.6	1.6	0.8

¹ 205=RA L, 206=RA XL, 316=FG XL, 317=FG XXL

² Größter Arbeitsteildurchmesser in 1/10 mm ³ Largest working part diameter in 1/10 mm



* mm Außendurchmesser External diameter



MEMBER OF THE GLOBAL
BONE MANAGEMENT® &
RESTORATIVE NETWORK

Developed with
Dr. Rawad Samarani
Byblos, Lebanon

